

高齢者の“自立”をささえ
“あんしん”を共有する

LASHIC



地域包括ケア対応型 高齢者生活支援システム **LASHIC™**

ビジネスモデル特許出願中

LASHIC 室内センサー
-room



高齢者宅の“いま”の状態を共有します

宅内に設置した「LASHIC-room」で、ご家族は設置先である高齢者宅内の“いま”の状態を共有できます。

温度・湿度・照度など高齢者宅の生活環境や運動量による日常生活の様子がスマートフォンなどでリアルタイムに確認が可能。異常時には、メールやアプリによるプッシュ通知でお知らせします。

蓄積データを活用し“これから”をお知らせします

センサー等で取得した情報を機械学習やAI（人工知能）を活用して解析し、介護事業で蓄積したノウハウや傾向を組み合わせ、高齢者の“これから”を想定し、お知らせします。

個々の高齢者にあった介護サービスや福祉用具の利用などを紹介し、ご家族の負担を軽減します。

LASHIC モニター画面


必要な情報を、分かりやすく、シンプルに。ご家族等の介護者にお伝えします。



パソコンやスマートフォン、タブレット端末で確認できます。



複数の利用者様・お部屋をモニターできます。



前月との比較レポートを毎月お知らせします。



異常値を検出した場合は、アプリやメールでお知らせします。



表示項目や期間を設定し、過去データも自由に閲覧できます。



センサー数値を見やすくグラフィカルに表示します。

利用者様の声

実家でひとり暮らしの父が心配で導入しました。電話で「大丈夫か？」などと確認すると煩がられますが、この「LASHIC-room」なら、起床・就寝や室内温度などの生活環境をいつでも確認できるので安心してます。

離れて暮らすお父様のために導入したご家族のAさん



在宅介護サービスの利用者様が使用しており、ご家族の同意を得て介護事業所でもモニターさせていただいています。「LASHIC-room」があると生活時間や環境の履歴が目で見えるので、普段と違いがあるときは、「何かありましたか?」と声掛けができるようになりました。

在宅介護事業所で活用するヘルパーのBさん



最近、日常生活に何となく不安があるので導入し、離れて暮らす子供とお世話になっている介護事業所さんにモニターしてもらおうにしました。よくあるカメラだと、「見られている」感じがしますが、この「LASHIC-room」ならそういったことを気にせず、見守られている安心感があります。

独居のご自宅に導入した高齢者のCさん



“いま”を知ることが自立支援の第一歩です

老化や認知症の初期段階はほんの僅かな変化から始まり、ご家族はもちろん、本人でさえそのことに気づくのは困難です。

「LASHIC」は「いま」をキャッチして、生活リズムを把握することで自立支援のための情報を提供します。また、異常環境をリアルタイムでご家族にお知らせします。

“これから”を予測することで事前準備が容易になります

認知症の発症などにより、ある日突然対応を迫られると、選択肢は狭まり、費用はかさんでしまいます。「LASHIC」からの通知やレポートにより、事前に備えることによって、ゆとりを持って個々の状態や環境にふさわしい選択が可能となります。

家中どこでも簡単接続

「LASHIC-room」は通信ゲートウェイとなる親機と子機・センサー部の分離型。親機は有線LANとUSBポートを備え、Wi-Fiなど様々な接続方法に対応し、子機とはワイヤレスで接続が可能です。センサーとなる子機は電源のみで稼働し、壁掛け・床置など自由な設置が可能です。

自分ラシク生きる
あたらしいクラシ

「LASHIC」は
年齢を重ねても自分らしく
有りたい自分を
人生を実現するための
あたらしいくらしを実現するための
シニア世代向け
健康寿命増進プログラム
です

L i f e …生活
a u t o …簡単
s m a r t …様式
h e a l t h …健康
i n v e s t …投資
c h a r g e …変化

LASHIC 製品仕様

	外形寸法(cm)	電源	本体重量	消費電力	その他
親機	(H)×(W)×(D)	AC100V 50/60HZ	165g	最大 5W	外部端子 (LAN(RJ-45型) ×1, USB×1)
子機	14.5×11.5×3.0	(ACアダプタ付属)	145g	最大 1.5W	搭載センサー (照度, 温度, 湿度, 人感 (検出距離: 最大5m))

※LASHIC®は、インフィック株式会社の商標または登録商標です。



東京オフィス 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 7F

TEL: 03-3211-0607 FAX: 03-6736-0627

静岡オフィス 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町 18-1 サウスポット静岡 17F

TEL: 054-280-7340 FAX: 054-280-7341